



SMX2034-00 Stromversorgung
AC Input 110 V - 220 V
Erweiterter Wechselbetrieb
Absicherung bei 33 amps
Gewicht 2300 Gramm



SMX2038-00 Stromkabel
Länge 3 Meter

um 18
dre

Kaiser Medical Technology Ltd
vertreten durch
Supporting Healthcare Deutschland GmbH
Fahltskamp 4 · 25421 Pinneberg · Germany
T +49 (0) 4101 - 78 63 000

Bestell-Hotline: 01805 - 74 24 24*
Bestellung@SupportingHealthcare.eu

* (14 Ct. je Verbindungseinheit aus den dt. Festnetzen,
max. 42 Ct. je angefangene 60 Sekunden aus den dt. Mobilfunknetzen)

info@supportinghealthcare.eu
www.supportinghealthcare.eu
info@kmt-uk.com
www.kmt-uk.com

NEU

Innovative Medizintechnik & Klinikbedarf

SOLOMAX



ULTRA 2 SERIES

- Disposable / Einweg-Artikel
- Leicht im Gewicht und in der Handhabung
- Steril und bis zu 4x autoklavierbar
- Leistungsstark
- Zuverlässig
- Vermeidung von Reparaturkosten
- Kein zusätzlicher Budget-Aufwand

Uk Design & Product Innovation
CE Approved



Die Solomax Ultra2Series Power Tools sind bis zu 4x autoklavierbar und lassen sich somit mehrfach verwenden. Der Betrieb erfolgt über einen aufladbaren Lithium-Ionen Akku oder über eine Power Konsole / Stromversorgung.



Variable
Geschwindigkeit



SMX2018-00 Bohrer
Gewicht 870 Gramm
Geschwindigkeit 0-1500 rpm
Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb



SMX2012-00 Reamer Jacobs Chuck
SMX2014-00 Reamer Zimmer Hudson
SMX2016-00 Reamer Hudson
Gewicht 715 Gramm
Geschwindigkeit 0-500 rpm
Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb
Hoher Drehmoment



SMX2001-00 Oszillationssäge
Gewicht 720 Gramm
Geschwindigkeit 0-14'500 Oszillationen pro Minute



SMX2021-00 Ladegerät
AC Input 100V - 220V
Automatische Abschaltung
LED Display
Gewicht 360 Gramm



SMX2026-00 Aufladbare Batterie
Leistungsstarker Lithium-Ionen Akku
Aufladbar DC 10V
In weniger als 45 Minuten aufgeladen
Kompakt, Gewicht nur 210 Gramm



SMX2040-00
LED Lichtführung



SMX2030-00
Batterie Zubehör
Gewicht 80 Gramm