




NEU

# Enthermics Wärmeschränke – steigern den Patientenkomfort

- ✗ unterstützen eine schnelle Genesung
- ✗ intelligentes und sicheres Heizsystem
- ✗ patentiertes WarmRight-Konzept
- ✗ Energieeffizient

Sicheres Erwärmen durch  
patentiertes „multi-zone“  
Heizsystem.



In zwei attraktiven  
Designs erhältlich.



Supporting  
Healthcare

[www.SupportingHealthcare.eu](http://www.SupportingHealthcare.eu)

# Enthermics – Medizinische Wärmeschränke

Die DC - und EC-Produktreihe der Enthermics Wärmeschränke nutzt eine sogenannte „multi-zone“ Wärmetechnologie, die nur dann heizt, wenn es notwendig ist. Die gesamte Rauminnentemperatur im Wärmeschrank wird permanent überwacht, um für ein effizientes Verhältnis zwischen Wärme,

niedrigem Energieverbrauch und minimalem Temperaturverlust zu sorgen. Ein innenliegendes Lichtsystem sorgt für ein angenehmes blaues Licht in zwei unterschiedlichen Intensitäten. Verfügbar sind die Wärmeschränke in fünf verschiedenen Größen in der DC-Serie.

## Enthermics DC-Serie

Lackiert

DC 150



DC 250



DC 350



DC 400



DC 750



### Vorteile der Enthermics DC-Produktreihe

#### Sichere und intelligente Erwärmung

- Das intelligente Heizsystem der DC-Produktreihe vermeidet automatisch, dass Decken zu hoch aufgeheizt werden und hält die Temperatur zwischen 37 – 82 °C.
- Das patentierte „multi-zone“ Heizsystem prüft aktiv die Temperatur in jedem Bereich des Wärmeschrankes und heizt nur dort, wo zusätzliche Wärme benötigt wird. Es vermeidet, dass

Decken überhitzen, angesengt werden oder sich verfärben.

#### Energieeffizient

- Es werden nur die Bereiche geheizt, in denen sich neue, noch ungewärmte Decken befinden.
- Effizientes und langlebiges LED Lichtsystem
- On-board Diagnose und Sicherheitsmechanismus. Alarmiert automatisch die Mitarbeiter z.B. bei Stromausfall und vermeidet Überhitzung.

#### Programmierbare Kontrollfunktionen

- Optionaler Timer schaltet das Gerät zu gewählten Zeiten an bzw. aus.
- Die Zieltemperatur lässt sich fest fixieren.

#### Attraktives Design

- Abgerundete Ecken und gedämpfte Farbe verleihen den Wärmeschränken ein attraktives Design.
- Epoxidbeschichtete Oberflächen im Innenraum sorgen für eine leichte Reinigung.

### Enthermics DC-Serie Wärmeschränke für Decken

Artikel-Nr.	Name	mit Rollen	Füllmenge Decken	Außenmaße H x B x T in cm	kombinierbar	VE	Preise €, netto inkl. Lieferung
3010 - DC150 / P2205	DC 150	optional	3 - 4	43 x 47 x 55	ja	1	3.494,00
3010 - DC250 / P2210	DC 250	optional	4 - 6	56 x 47 x 63	ja	1	3.667,00
3010 - DC350 / P2220	DC 350	optional	10 - 12	71 x 47 x 63	ja	1	4.279,00
3010 - DC400	DC 400	optional	14 - 18	56 x 61 x 69	ja	1	4.760,00
3010 - DC750	DC 750	optional	20 - 25	89 x 61 x 69	ja	1	6.178,00

# für Decken ...

Die wesentlichen und wichtigsten Eigenschaften der DC- und EC-Wärmeschränke für Decken sind:


- Intelligentes „multi-zone“ Heizsystem, welches Überhitzung, Versengungen und Farbveränderungen an den zu erwärmenden Decken vermeidet. Eine aktive Überprüfung der Temperatur

in allen Bereichen des Schrankes ist permanent gegeben und sichergestellt.

- Energieeffiziente und langlebige LED Licht-Ausstattung, einfacher Öffnungs- und Schließmechanismus sowie programmierbare Steuerungs- und Kontrolleinheit

## Enthermics EC-Serie **Edelstahl**

EC 230



EC 340



EC 770



EC 2060



EC 1540



### Vorteile der Enthermics EC-Produktreihe

#### Kompakte Materialien

- Stabile Türgriffe mit magnetischem Schließmechanismus
- Stabile Türgriffe garantieren auch nach langjährigem Gebrauch absolute Qualität.

#### Energieeffiziente Wärmetechnologie

- Patentierte Wärmetechnologie verteilt die Wärme gleichmäßig über alle Decken.
- Exklusives und bewährtes Technologiesystem

- Elektrothermische Wärmekabel in zwei Seiten sowie im Boden des Wärmeschrankes

#### Präzise elektronische Kontrolle

- Einfach zu bedienende Touch Pad-Kontrolle
- Standardisierte akustische Alarmanzeige, um Überhitzungen zu vermeiden.
- Lock-out Funktion bei allen Deluxe-Wärmeschränken als extra Sicherheitsaspekt
- Einfache LED Anzeige

#### Türen

- Gut passende und eng anliegende Türen verhindern Wärme- und Temperaturverlust.
- Tür mit stabilem Isoglas-Fenster ermöglicht sofortigen Überblick auf den Schrankinhalt.
- Option mit zwei Türen, jeweils an der Vorder- und Rückseite, ermöglicht eine bequemere Nutzung im Klinikalltag. (Verfügbar nur für ausgewählte Modelle)

### Enthermics EC-Serie Wärmeschränke für Decken

Artikel.-Nr.	Name	mit Rollen	Füllmenge Decken	Außenmaße H x B x T in cm	kombinierbar	VE	Preise €, netto inkl. Lieferung
3010 - EC230 / P2010	EC 230	optional	4 - 6	52 x 41 x 71	ja	1	4.506,00
3010 - EC340 / P2020	EC 340	○	10 - 12	85 x 44 x 72	ja	1	6.545,00
3010 - EC770 / P2030	EC 770	○	20 - 25	102 x 56 x 84	ja	1	7.841,00
3010 - EC1540 / P2040	EC 1540	○	40 - 50	185 x 61 x 84	-	1	11.409,00
3010 - EC2060 / P2055	EC 2060	○	60 - 70	186 x 77 x 74	-	1	10.149,00

# ... und Flüssigkeiten

Irrigations- und Injektions-Flüssigkeiten müssen auf unterschiedliche Temperaturniveaus erwärmt werden. Die Enthermics Wärmeschränke, die über Supporting Healthcare geliefert werden, sind vorprogrammiert, Irrigations- und intravenöse Flüssigkeiten auf unterschiedliche Zieltemperaturen

Ihrer Wahl zu erwärmen: Irrigationsflüssigkeiten auf 66 °C und intravenöse Flüssigkeiten auf 40 °C. Die Wärmeschränke sind verfügbar in fünf verschiedenen Größen.

## Enthermics DC-Serie

DC 250L



DC400L



## Enthermics EC-Serie

EC 230L



EC 340L



EC 390L



EC 770L



### Die wichtigsten Eigenschaften der DC- und EC- Fluid Warmers sind:

- **Effizient.** Ein ausbalanciertes Heizsystem realisiert niedrigen Energieverbrauch mit minimalem Wärmeverlust.
- **Vorprogrammiert** zur Erwärmung von Irrigations- und intravenösen Flüssigkeiten auf unterschiedliche Zieltemperaturen, je nach Wahl
- **Flüssigkeiten** werden auf einem passenden Temperaturniveau gehalten und sind jederzeit verfügbar ohne zusätzliche Kosten und Set-up Zeiten von In-Line Warming Systemen.
- **Attraktives Design:** Abgerundete Ecken und gedämpfte Farben der DC-Produktreihe harmonisieren mit den gängigen Farben und Designs für medizintechnische Geräte.

### Enthermics DC- und EC-Serie Wärmeschränke für Flüssigkeiten

Artikel-Nr.	Name	Ausführung	mit Rollen	Füllmenge 1 l Flaschen	Füllmenge 1 l Beutel	Außenmaße H x B x T in cm	kombinierbar	VE	Preise €, netto inkl. Lieferung
3010 - DC250L	DC 250L	lackiert	optional	12	16	56 x 47 x 63	ja	1	4.607,00
3010 - DC400L	DC 400L	lackiert	optional	20	28	56 x 61 x 69	ja	1	5.635,00
3010 - EC230L / P2110	EC 230L	Edelstahl	optional	11	16	53 x 41 x 71	ja	1	5.080,00
3010 - EC390L / P2118	EC 390L	Edelstahl	-	18	28	67 x 79 x 55	-	1	8.637,00
3010 - EC340L / P2120	EC 340L	Edelstahl	○	18	30	85 x 53 x 73	ja	1	8.721,00
3010 - EC770L / P2130	EC 770L	Edelstahl	○	54	42	104 x 64 x 89	ja	1	10.618,00

Die Modelle sind in verschiedenen Ausstattungen erhältlich.

**Bitte fragen Sie uns. Wir beraten Sie gern.**



Supporting  
Healthcare

Bornbarg 43a • 25495 Kummerfeld • Tel: 01805 - 74 24 24\* • info@SupportingHealthcare.eu

## Der Mix macht's

Die DC- und EC-Produktreihe der Enthermics Wärmeschränke bietet hohe Qualität als Standard. Das große Angebot an unterschiedlichen Schranktypen und -größen erlaubt Ihnen eine bedarfsge- rechte und erweiterungsfähige Zusammenstellung

und somit Flexibilität für künftiges Wachstum. Sie können zwischen einer Vielzahl von Funkti- onen wählen, die Ihre Schränke für Sie optimal einsetzbar machen und ausgezeichnet zu Ihren Anforderungen passen.

## Enthermics Wärmekombinationen

DC 400L over DC 750

EC 1730 BL

EC 1540 BL

EC 1260 BL



### DC- und EC-Wärmekombinationen

Artikel-Nr.	Name	Ausführung	mit Rollen	Füllmenge 1 l Flaschen	Füllmenge 1 l Beutel	Füllmenge Decken	Außenmaße H x B x T in cm	VE	Preise €, netto inkl. Lieferung
3010 - DC400L	DC 400L over DC 750	lackiert	optional	20	28	20 - 25	145 x 61 x 69	1	auf Anfrage
3010 - EC1730 BL	EC 1730 BL	Edelstahl	○	30	24	30 - 35	186 x 79 x 69	1	11.146,00
3010 - EC1540 BL	EC 1540 BL	Edelstahl	○	54	42	20 - 25	185 x 64 x 89	1	14.261,00
3010 - EC1260 BL	EC 1260 BL	Edelstahl	-	18	28	25 - 30	176 x 76 x 55	1	10.470,00


Die Modelle sind in verschiedenen Ausstattungen erhältlich:

- als Stand- oder Tischmodell
- mit Rollen (in verschiedenen Größen) oder Füßen

- Türanschlag links/rechts wählbar
- Stoßfänger

**Kombinieren Sie selbst oder fragen Sie uns. Wir beraten Sie gern.**

## DC-Serie Kombinationsmöglichkeiten



Für die Kombination von DC-Series Decken- und Flüssigkeitswärmern gibt es eine Vielzahl von Konfigurationen.

Um eine maximale Stabilität zu gewährleisten, empfehlen wir, die Flüssigkeitswärmeschränke unten anzuordnen.

## EC-Serie Kombinationsmöglichkeiten

EC-Series Decken- und Flüssigkeitswärmeschränke können wie folgt kombiniert werden: Deckenwärmeschrank über Flüssigkeitswärmeschrank, Flüssigkeitswärmeschrank auf Flüssigkeitswärmeschrank oder Deckenwärmeschrank auf Deckenwärmeschrank.

**Alle Kombinationsmöglichkeiten sind wahlweise auch mit Rollen für eine größere Mobilität erhältlich.**



**ENTHERMICS**  
Medical Systems  
www.enthermics.com  
An ISO 13485:2003 certified company



**Supporting  
Healthcare**

www.SupportingHealthcare.eu

**Bestell-Hotline: 01805 - 74 24 24\***  
Bestellung@SupportingHealthcare.eu

\*(14 Ct. je Verbindungseinheit aus den dt. Festnetzen,  
max. 42 Ct. je angefangene 60 Sekunden aus den dt. Mobilfunknetzen)